

AlergoprickInox[®]

INSTRUÇÕES DE USO:

- Verificar se o produto não sofreu violação em sua embalagem original e se está dentro do seu prazo de validade.
- Fazer a assepsia com álcool 70% no local a ser puncionado, demarcar a pele e colocar os alérgenos a serem testados.
- Retirar a lanceta da embalagem, com cuidado para não contaminar ou danificar as pontas das lancetas.
- Fazer a punção através da gota do alérgeno previamente colocada na pele, pressionando a lanceta com a extremidade pontiaguda na pele por alguns segundos e sem provocar sangramento.
- Utilizar uma lanceta para cada alérgeno testado.
- Descartar a lanceta utilizada em recipiente apropriado para descarte de materiais de biorrisco.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

Artigo médico-hospitalar.

O produto é de uso único e não deve ser reutilizado.

Nunca utilizar uma lanceta se o lacre da embalagem original estiver violado.

Neste caso, informar o fabricante imediatamente.

Antes de utilizar uma lanceta, lave bem as mãos com sabão e água morna e seque-as completamente.

Retirar o produto da embalagem de maneira asséptica.

O produto deve ser manuseado por profissional habilitado na área médica-hospitalar.

Não reutilizar ou reesterilizar o produto.
Após o uso, descartar imediatamente em recipiente apropriado para descarte de materiais de biorrisco.

CONTRAINDICAÇÕES:

Este produto não apresenta contraindicações desde que utilizado para o fim a que se destina.

O produto destina-se apenas a auxiliar em testes de alergia (testes alérgicos por punção - Prick Test).

Produto Estéril:

Esterilizado por óxido de etileno (ETO)

**PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO.
MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

PRODUTO ESTÉRIL. PROIBIDO REPROCESSAR.

VALIDADE: 36 meses

REGISTRO ANVISA/MS Nº 81056919001

neoflex

SAC: (16) 3947.3683

neoflex@neoflex.net.br | www.neoflex.net.br

Fabricado por Neoflex Biotecnologia Ltda - ME
Rua Braz Paschoal, 185 - Vila Industrial
Sertãozinho - São Paulo - Brasil - CEP 14177-010
CNPJ 17.385.610/0001-53 - Indústria Brasileira
Aut.Func. ANVISA/MS nº 8.10569.1
Resp. Téc.: Raquel Bortolin da Silva Nascimento

CRQ IV: 04365619