

AlergoprickDuo

INSTRUÇÕES DE USO:

- Verificar se o produto não sofreu violação em sua embalagem original e se está dentro do seu prazo de validade.
- Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso, pelo local indicado.
- Retirar o puntor do invólucro protetor com cuidado para não contaminar ou danificar as pontas dos mesmos.
- Fazer a assepsia da pele do paciente com álcool 70% no local onde serão depositados os alérgenos a serem testados.
- Marcar a pele com uma caneta de ponta fina. As marcações devem ser distantes entre si no mínimo 2 cm, para facilitar a localização da deposição do alérgeno na pele.
- Pingar uma gota de cada alérgeno ao lado de cada marcação e fazer a punção utilizando o puntor "Alergoprick Duo" através da gota de alérgeno colocado na pele, pressionando com a extremidade bifurcada pontiaguda por alguns segundos, fazendo um discreto movimento de rotação, sem provocar sangramento.
- Ou, colocar a ponta bifurcada do "Alergoprick Duo" diretamente no frasco de cada alérgeno a ser testado, de forma que o alérgeno fique aderido a ponta bifurcada. Em seguida, ao lado da demarcação, pressione o "Alergoprick Duo" com a extremidade bifurcada pontiaguda por alguns segundos, fazendo um discreto movimento de rotação, sem provocar sangramento e depositando o alérgeno na pele.

- Descartar o puntor utilizado em recipiente apropriado para descarte de materiais de biorrisco. Seguir o mesmo procedimento para os outros alérgenos (antígenos).
- Utilizar um puntor para cada alérgeno testado.

ARMAZENAMENTO, PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS:

O produto deve ser manuseado por profissional habilitado na área médico-hospitalar. Não utilizar o produto, caso sua embalagem original apresentar sinais de violação ou danos. Em caso de dúvida quanto à integridade da embalagem original, não utilizar o produto e comunicar imediatamente à empresa fabricante. Esterilidade garantida, se não houver dano no envelope da embalagem original. Seguir as instruções de uso. Sempre manter técnica asséptica durante manuseio do produto. Não deixar o produto exposto a sujidades, luz solar, e em temperaturas elevadas acima de 40°C. Não utilizar o produto fora da data de validade. Artigo médico hospitalar estéril de uso único.

Após o uso, descartar imediatamente em recipiente apropriado para descarte de materiais de biorrisco. Não reutilizar ou reesterilizar o produto.

CONTRAINDICAÇÕES:

O produto não apresenta restrições para seu uso, sendo eficaz e seguro para a finalidade a que se destina, desde que sejam seguidas as orientações, suas advertências e seu modo de uso. O produto destina-se apenas a auxiliar em testes de alergia (testes alérgicos por punção - prick test).

Produto Estéril:

Esterilizado por óxido de etileno (ETO).

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PRODUTO ESTÉRIL. PROIBIDO REPROCESSAR.

VALIDADE: 36 meses, a partir da data de fabricação.

REGISTRO NA ANVISA/MS N° 81056919003.

neoflex

SAC: (16) 3947.3683

neoflex@neoflex.net.br | www.neoflex.net.br

Fabricado por Neoflex Biotecnologia Ltda - ME
Rua Braz Paschoal, 185 - Vila Industrial
Sertãozinho - São Paulo - Brasil - CEP 14177-010
CNPJ 17.385.610/0001-53 - Indústria Brasileira
Aut. Func. ANVISA/MS n° 8.10569.1
Resp. Téc.: Raquel Bortolin da Silva Nascimento
CRQ IV: 04365619