

Alergopricks®

PUNTOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL

PUNTORES PADRONIZADOS PARA USO EXCLUSIVO EM TESTES ALÉRGICOS (PRICK TEST)

COMPOSIÇÃO: 100% polímero termoplástico

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO DO PRODUTO:

O Alergopricks Puntor Plástico é um produto médico auxiliar, utilizado em testes alérgicos por puntura (prick test), facilitando a penetração do alérgeno através da pele sem provocar sangramento ou reação cruzada por contaminação.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Verificar se a embalagem do produto não foi violada e se está dentro do prazo de validade.
- Fazer a assepsia da pele com álcool 70% no local onde serão depositados os alérgenos a serem testados.
- Marcar a pele com uma caneta atóxica para a identificação do local de cada substância e pingar uma gota de cada alérgeno ao lado do ponto demarcado.
- Retirar o puntor da embalagem, com cuidado para não danificar as pontas.
- Fazer a puntura através da gota do alérgeno colocado na pele, pressionando o puntor com a extremidade pontiaguda na pele por alguns segundos, sem provocar sangramentos.
- Utilizar um puntor para cada alérgeno testado.
- Descartar o puntor utilizado em local apropriado para descarte de materiais de biorrisco.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIA, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

Artigo Médico-hospitalar.

O puntor só deve ser utilizado uma única vez.

Nunca utilize o produto se o lacre da embalagem original estiver danificado ou violado.

Neste caso, informar o fabricante imediatamente.

Antes de utilizar o puntor, lave bem as mãos com sabão e água morna e seque-as completamente.

Retirar o produto da embalagem de maneira asséptica.

O produto deve ser manuseado por profissional ou pessoa habilitada.

Deve-se utilizar um puntor para cada alérgeno.

O produto destina-se apenas como auxiliar em testes de alergia (testes alérgicos por puntura - prick test).

Produto estéril. Esterilizado a óxido de etileno (ETO). Proibido reprocessar.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Manter em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

CONTRAINDICAÇÕES:

Este produto não apresenta contraindicações, desde que utilizado para o fim a que se destina.

EFEITOS ADVERSOS:

Não foram constatados efeitos adversos com o uso do produto.

GARANTIA:

Garantimos a qualidade deste produto desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso.

PRAZO DE VALIDADE:

36 MESES

PRODUTO REGISTRADO NO MS SOB N° 81056919002

Fabricado por Neoflex Biotecnologia Ltda - ME
Rua Braz Paschoal, 185 - Vila Industrial
Sertãozinho - São Paulo - Brasil - CEP 14177-010
CNPJ 17.385.610/0001-53 - Indústria Brasileira
Aut.Func. ANVISA/MS n° 8.10569.1
Resp. Téc.: Raquel Bortolin da Silva Nascimento
CRQ IV: 04365619

neoflex@neoflex.net.br | www.neoflex.net.br

neoflex
PRODUTOS MÉDICOS

SAC: (16) 3947.3683