

Alergopricks®

Descrição do Produto:

O **Alergopricks** é um puntor plástico, fabricado em policarbonato, com formato de bastonete e dimensões de 1,2 mm de diâmetro por 27 mm de comprimento apresentando em sua extremidade distal afunilada e pontiaguda, um micro puntor calibrado de 1 mm para punção, com designer anatômico na extremidade proximal que propicia boa pegada e firmeza durante sua manipulação pelo profissional da saúde, proporcionando um meio fácil e seguro para realização de testes alérgicos por puntura (prick test).

Os puntores são protegidos por uma moldura, que evita danificar as extremidades pontiagudas dos bastonetes.

Apresenta-se embalado em molduras com 12 unidades, contendo cada caixa 600 puntores (50 envelopes com 12 puntores cada).

Indicação e Finalidade de Uso:

O teste de puntura, ou prick test, é um exame *in vivo* realizado na pele para auxiliar no diagnóstico de doenças alérgicas mediadas por IgE.

O **Alergopricks** é um dispositivo médico utilizado em testes alérgicos por puntura (prick test) e tem como função facilitar a penetração da substância a ser testada (alérgeno) através da pele, sem provocar sangramento ou reação cruzada por contaminação de alérgenos.

Instruções de Uso:

- **Preparo da pele do paciente:** a pele deve ser limpa com algodão embebido em álcool etílico 70% e a região não deve apresentar lesões ou dermatites.
- **Local do teste:** face média ventral (volar) dos antebraços ou na parte superior das costas (região dorsal).
- **Marcação da pele:** marcar a pele com uma caneta de ponta fina para facilitar a localização da deposição do alérgeno. As marcações devem ser distantes entre si no mínimo 2 cm.
- **Abertura da embalagem:** abrir a embalagem pelo local indicado, assepticamente, no momento do uso.
- **Retirada do puntor:** retirar o produto da moldura de proteção, com cuidado para não contaminar ou danificar as pontas.

• Técnica de procedimento:

- Utilizar o conta-gotas que acompanha o frasco do teste de puntura e colocar uma gota de cada alérgeno (antígeno) a ser testado na pele (epiderme) do paciente, ao lado da demarcação realizada na pele (2 cm de distância entre si).
- A pele é então perfurada perpendicularmente através da gota com o puntor plástico, pressionando por alguns segundos e com uma discreta rotação do puntor, para que o alérgeno penetre na pele, sem provocar sangramento.
- Em seguida, pode enxugar a pele com papel toalha ou compressas de gaze para curativo.
- Utilize um puntor para cada substância (ou antígeno) a ser testado.
- Descartar o puntor plástico utilizando um recipiente apropriado para descarte de materiais de biorrisco.
- Este procedimento deve ser realizado por profissional qualificado, habilitado, e com domínio na execução de testes alérgicos por puntura (prick test).

• Leitura do resultado do teste alérgico por puntura:

- Deve ser realizada após 15 a 20 minutos.

• Resultado do teste de puntura:

- A reação cutânea é avaliada com base no tamanho da pápula e do eritema ao redor do local de aplicação.
- São considerados positivos os alérgenos cujas pápulas apresentam diâmetro igual ou superior a 3 mm.
- As formas de leitura do teste são descritas e padronizadas por diversas entidades médicas e diretrizes internacionais de alergologia, como a European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI), World Allergy Organization (WAO) e outros Consensos internacionais.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados:

Nunca utilize o puntor se o lacre da embalagem original estiver violado. Neste caso, informar o fabricante imediatamente.

O dispositivo médico é de uso único e não deve ser reutilizado em nenhuma hipótese.

Descartar após o uso.

Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto esterilizado por Óxido de Etileno (ETO). Proibido reprocessar.

Condições de Manipulação: Este produto deve ser manuseado em área médico-hospitalar, por profissionais qualificados e habilitados, com domínio e preparo para executar os procedimentos a serem aplicados. Durante o manuseio do produto, tome as devidas precauções, tais como, não contaminar ou danificar a ponta do puntor.

Armazenamento e Transporte: O produto deve ser armazenado em suas embalagens originais, em temperatura ambiente, em local ventilado, fresco, seco e ao abrigo da incidência direta de raios solares.

Evitar temperaturas superiores a 40 °C.

Faixa de umidade relativa de armazenamento: de 30% a 95% (não condensante).

Durante o transporte, devem ser observadas as mesmas condições recomendadas para o armazenamento, especialmente em relação à temperatura e à umidade. Além disso, tomar as devidas precauções para evitar danos físicos ao produto, como não jogar, não amassar, não rasgar, não perfurar e não molhar.

Contraindicações: O produto não apresenta nenhuma contraindicação, desde que seguidas as indicações e instruções de uso do mesmo e utilizado para o fim que se destina.

Descarte: Descartar o material de acordo com os procedimentos do hospital/clínica, respeitando a legislação vigente para materiais de biorrisco.

Lote / Data de Fabricação: Vide embalagem.

Prazo de Validade: 36 meses, a partir da data de fabricação.

Notificação no MS/ANVISA nº: 81056919003

neoflex®
PRODUTOS MÉDICOS

SAC: (16) 3947-3683

neoflex@neoflex.net.br | www.neoflex.net.br

Fabricado por Neoflex Biotecnologia Ltda.

Rua Braz Paschoal, 185 - Vila Industrial

Sertãozinho - São Paulo - Brasil - CEP: 14.177-010

CNPJ 17.385.610/0001-53 - Indústria Brasileira

AFE/ANVISA nº: 8.10.569-1

Resp.Téc.: Raquel Bortolin da Silva Nascimento

CRQ IV: 04365619